



Passez à un niveau supérieur de précision.

Et emportez votre tensiomètre partout.



Grâce au Welch Allyn Connex® ProBP™ 3400, tout le monde peut accéder à des relevés de pression artérielle constants et précis.

0

Ce petit dispositif de poche facilite le transport et la saisie des relevés lors des tournées ou du triage. 0

La technologie de mesure de la pression artérielle SureBP™ embarquée dans le ProBP™ 3400 permet d'effectuer des mesures de pression artérielle en moins de 15 secondes pour le confort de vos patients.

 $\circ$ 

Précision des relevés et réduction des risques d'erreur, même en présence de nombreux artéfacts ou d'un pouls faible.

La connexion sans fil Bluetooth® et la connexion USB permettent à l'appareil de se connecter au SIH ou au dossier médical informatisé sélectionné, ce qui améliore la précision et l'efficacité de la documentation.

- Compatible avec les tailles de brassard comprises entre la taille enfant (12 cm) et la taille cuisse (55 cm)
- La batterie lithium-ion permet de procéder à 100 relevés par charge et se recharge rapidement
- Configuration adaptable à vos organisations et aux besoins spécifiques des patients. Mise à jour possible pour vous permettre de protéger votre investissement de départ lorsque vos besoins évoluent
- Sans mercure ni latex pour garantir la sécurité des médecins et des patients

# La solution de mesure de pression artérielle adaptée à l'ensemble des besoins.



Médecins à l'hônita

0

#### Consultations

La technologie de mesure de la pression artérielle SureBP™ certifiée AAMI/BHS-AA pour sa précision, permet des relevés de mesures en moins de 15 secondes et une compatibilité avec de nombreuses tailles de brassards, le ProBP™ 3400 est une alternative fiable aux sphygmomanomètres manuels, aux colonnes de mercure et aux tensiomètres numériques domestiques.

Hôpitaux

Assez compact pour tenir dans votre main ou votre poche, le ProBP™ 3400 est une alternative idéale aux sphygmomanomètres manuels ou aux dispositifs de mesure des signes vitaux pour procéder à des relevés de pression artérielle fiables pendant les tournées ou le « triage ».

0

#### Ingénieurs biomédicaux

Issu de la même technologie que le Spot Vital Signs® Lxi, le ProBP™ 3400 devient l'un des produits les plus robustes en comparaison aux nombreux appareils disponibles sur le marché. Les offres de services Welch Allyn Partners in Care™, (télédiagnostic, étalonnages et mises à niveaux via le web) assureront une durée de vie plus longue à votre ProBP 3400.

« ...(la technologie SureBP) offre de grands avantages en termes de rapidité et de confort des patients... les médecins peuvent avoir confiance en cette nouvelle technologie. »\*

- Dr Bruce S. Alpert



#### Précision et fiabilité éprouvée

La technologie de mesure de la pression artérielle SureBP™ embarquée dans le ProBP™ 3400 permet d'effectuer des mesures de pression artérielle en moins de 15 secondes, soit quasiment deux fois plus vite que les autres tensiomètres électroniques.

- o Conforme à la norme AAMI en matière de précision des relevés de pression artérielle
- Obtention de la note AA dans le cadre de l'analyse de données réalisée par la British Hypertension Society

\*Aloert, Bruce S, évaluation Clinique de l'alogrithme SureBP de Welch Allyn pour la mesure automatique de PNI, Blood Pressure Monitoring, Vol. 12 No. 4, August 2007.

SM4034FRS RevA 050212 A3.indd 2-3 5/13/12 9:10 PM





#### Connectez-vous à votre dossier médical informatisé

Equipé à la fois de la technologie sans fil Bluetooth® (en option) et d'une connexion filaire USB, le Connex® ProBP™ 3400 se connecte au SIH ou au dossier médical informatisé sélectionné, permettant ainsi une réduction des erreurs de documentation et une meilleure efficacité.



#### Le bon brassard pour un relevé correct

Contrairement à de nombreux tensiomètres numériques qui ne fonctionnent qu'avec un nombre limité de brassards, le Connex ProBP 3400 est compatible avec de nombreuses tailles de brassard, ce qui minimise la possibilité de relevés imprécis sur les patients de petite taille et de poids élevé. De plus, vous bénéficiez de tous les avantages des brassards uniques Welch Allyn FlexiPort® et de leur système de connexion rapide par clipsage mais aussi des modèles jetables qui permettent de réduire le risque de contamination croisée. Il vous sera également possible de standardiser vos installations (www.welchallyn.com/flexiport).

## Configuration adaptée aux besoins de vos installations et de vos organisations de travail



34BFHT-B\*

34XFHT-B\*

34BXHT-B\*

34XXHT-B\*



34BFWT-B\*

34XFWT-B\*

34BXWT-B\*

34XXWT-B\*



34BFST-B\*

34XFST-B\*

34BXST-B\*

34XXST-B\*



Commandez
n'importe quel
modèle de poche,
plus l'accessoire de
montage sur bureau.
4602-61

\* Configurations du cordon d'alimentation : Remplacer la lettre « B » du numéro de référence par la désignation spécifiée dans le tableau ci-dessous.

	Amérique du Nord	В
	Europe	2
	Royaume-Uni	4
	Australie (cordon orange)	6
	Chine	С
	Afrique du Sud	7
	Japon	J⁺

<sup>†</sup>Version Socle mobile uniquement. La version de poche utilise la configuration pord-américaine « B »

# Partners in Care Services\* SUPPORT | EDUCATION | PROFESSIONAL

SureBP®; Bluetooth®

Standard BP; Bluetooth®

SureBP®

Standard BP

### Protégez votre investissement

Dépannage à distance. Mises à jour logiciel. Extension de garantie. Optez pour les offres de services Welch Allyn Partners in Care™ pour bénéficier d'une assistance et de services spéciaux. Des délais de réparation plus rapides, les frais d'expédition de votre produit offerts ou encore des mises à niveau logicielles — tout ce dont vous avez besoin pour prolonger la durée de vie et de service de votre appareil.\*

- O Contrat de maintenance tout risque (1 an) / S1-3400
- O Contrat de maintenance Biomédical partagée (1 an) / S2-3400
- Extension de garantie (1 an) / S4-3400
- Contrat de maintenance préventive (1 an) / PRV-001

\*La disponibilité des fonctions particulières, la garantie, les heures et les délais d'intervention peuvent varier en fonction des pays. D'autres restrictions peuvent s'appliquent

# Pour plus de renseignements, contactez notre partenaire



16 avenue des Louvresses 92230 Gennevilliers

Mail: contact@sebac.fr Tél: +33 1 41 47 56 56 Fax: +33 1 41 47 56 57 www.sebac.com

La marque verbale Bluetooth® et les logos correspondants sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et tout usage de ces marques par Welch Allyn fait l'objet d'une licence. Les autres marques et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

©2010 Welch Allyn SM4034FRS Rev A

www.welchallyn.com



SM4034FRS RevA 050212 A3.indd 4 5/13/12 9:10 PM